



Nova cena: 790,00 RSD

~~Cena: 869,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: -79,00 RSD

Dozator za te?ni sapun OMSA Medical, providni, 500 ml.

Opis

Dozator za te?ni sapun i dezinfekciono sredstvo MEDICAL Transparent, izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 500 ml Medical dozator za te?ni sapun i dezinfekciono sredstvo je zbog svoje konstrukcije i dugmeta za pritiskanje koje je podesno za pritiskanje laktom, naj?eš?e primenjivan u zdravstvu jer spre?ava kontaminaciju ruku dodir?om. Zbog karakteristika pumpe za ispumpavanje, NIJE POGODAN ZA DEZINFEKCIONO SREDSTVO koje u sebi sadr?i više od 70% alkohola - Kapacitet: 500 ml (0,5L) - Tip rezervoara : rezervoar u koji se uliva te?nost je ugra?en u ku?ištu dozatora. - Odgovara svim HCCP i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe. - Odgovaraju?e punjenje: Sve vrste te?nog sapuna, dezinfekciona sredstva koji ne sadr?e više od 70% alkohola - Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. - Boje u kojima se dozatori Medical serije proizvode: Bela i Transparentna (providna) MONTA?A DOZATORA: Monta?a dozatora se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Monta?a se mo?e vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator , ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu plasti?nog nosa?a koji nosi dozator, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, dovoljno je plo?icu na koju se ka?i dozator zalepiti na zid i sa?ekati 24 ?asa da se lepak stegne. Nakon toga se mo?e montirati (zaka?iti) dozator za te?ni sapun na zalepljenu plo?icu i koristiti. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene monta?e lepljenjem. U slu?aju monta?e dozatora pomo?u tiplova i šrafova, dozator se mo?e koristiti odmah. KORIŠ?ENJE DOZATORA: Obzirom da postoje razne gustine te?nog sapuna, najbolje je prvi put sipati vrlo malo vode u dozator, pritisnuti dugme nekoliko puta i kada voda krene, prosuti ostatak vode iz dozatora i napuniti dozator te?nim sapunom ili dezinfekcionim sredstvom. Kada va? dozator proradi, izbaciva?e oko 1,7 ml te?nosti prilikom svakog pritiska. Održavanje (?i?enje) dozatora za te?ni sapun: Obzirom da se u te?nom sapunu nalaze male koli?ine soli i sode bikarbone, dešava se da se ?estice ovih materija nadvataju na gumicama koje zatvaraju protok sapuna, i tom prilikom dolazi do curenja sapuna iz dozatora. To izgleda ovako: (Primer zaprljanog dozatora. Na slici je prikazan dozator sa otvorenom diznom) Do curenja sapuna mo?e do?i i ukoliko neka mehani?ka ne?isto?a iz sapuna dospe izme?u gumica. U tom slu?aju, potrebno je o?istiti dozator na slede?i na?in: 1. Kombinovanim klieštima pa?ljivo izvu?i poklopac dozatora (vodite ra?una da vam ne odleti gumica i opruga koja se nalazi unutar dizne) 2. Isprati vodom obe gumice i ku?ište dozatora. 3. Vratiti sve na mesto. Dozator je sada ponovo spreman za koriš?enje. Održavanje dozatora ukoliko se koristi za dezinfekciono sredstvo: - Za dezinfekciono sredstvo nije potrebno posebno održavanje. - Ukoliko do?e do zaglavljenja dugmeta za ispumpavanje te?nosti, to zna?i da je dezinfekciono sredstvo u dozatoru sa ve?im procentom alkohola od 70%. U tom slu?aju dovoljno je isprati dozator sa toplom vodom i on ?e ponovo proraditi, ali se dezinfekciono sredstvo mora zameniti adekvatnim sredstvom za ovaj dozator, sa maksimalno 70% alkohola. Održavanje dozatora: Dovoljno je povremeno skinuti dozator sa nosa?a i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vla?nom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.