




**Nova cena:2080,00 RSD**

~~Cena: 2167,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust:-87,00 RSD

Medical dozator za te?ni sapun je zbog svoje konstrukcije i dugmeta za pritiskanje koje je podesno za pritiskanje laktom, naj?eš?e primenjivan u zdravstvu



## Opis

***Dozator za te?ni sapun MEDICAL Metalic Vialli S6M , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 1000 ml te?nog sapuna***

**Zbog karakteristika pumpe za ispumpavanje te?nog sapuna, NIJE POGODAN ZA DEZINFEKCIONO SREDSTVO koje u sebi sadrži alkohol.**

Medical dozator za te?ni sapun je zbog svoje konstrukcije i dugmeta za pritiskanje koje je podesno za pritiskanje laktom, naj?eš?e primenjivan u zdravstvu jer spre?ava kontaminaciju ruku od dodira. Dozatori za te?ni sapun su izra?eni od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Mehanizam za ispumpavanje te?nosti je izra?en od ner?aju?eg ?elika, a kapacitet ispumpavanja je 1.70ml te?nosti. Svi dozatori za te?ni sapun su visokog kvaliteta. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet.

- Dozator za te?ni sapun sa rezervoarom , izra?en od visokokvalitetne ABS Plastike
  - Te?ni sapun se ispumpava pritiskom laktom
  - Kapacitet: 1000 ml (1L)
  - Tip rezervoara za te?ni sapun: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva te?ni sapun se nalazi ispod spoljnjeg ku?išta dozatora za te?ni sapun
  - Mogu?nost zaklju?avanja
  - Odgovara svim HCCP i ostalim standardima.
  - Odgovaraju?i te?ni sapun: Sve vrste te?nog sapuna koje ne sadr?e alkohol ili dezinfekcioni rastvor bez obzira na viskozitet (gustinu)
  - Boje u kojima se dozator za te?ni sapun proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva
- 

### **Monta?a dozatora za te?ni sapun:**

- Monta?a dozatora za te?ni sapun se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Monta?a se mo?e vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator za te?ni sapun, ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora za te?ni sapun na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu dozatora, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, po?eljno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene monta?e lepljenjem. U slu?aju monta?e dozatora za te?ni sapun pomo?u tiplova i šrafova, dozator se mo?e koristiti odmah.

---


### **Održavanje dozatora za te?ni sapun:**

Obzirom da se u te?nom sapunu nalaze male koli?ine soli i sode bikarbone, dešava se da se ?estice ovih materija nahvataju na gumicama koje zatvaraju protok sapuna, i tom prilikom dolazi do curenja sapuna iz dozatora. To izgleda ovako:



(Primer zaprljanog dozatora. Na slici je prikazan dozator sa otvorenom diznom)

Do curenja sapuna mo?e do?i i ukoliko neka mehani?ka ne?isto?a iz sapuna dospe izme?u gumica. U tom slu?aju, potrebno je o?istiti dozator na slede?i na?in:



Otvorite donji deo ventila okretanjem u smeru suprotnom od smera kazaljki na satu. Izvucite oprugu sa gumicom i operite je, a operite i unutrašnji deo ventila mlazom tople vode kako bi odstranili mehaničke nečistoće koje prourokuju curenje dozatora.



Posle čišćenja vratite nazad oprugu sa gumicom u njeno ležište i zatvorite okretanjem u smeru kazaljki na satu. Vaš dozator će nastaviti da radi bez ikakvih problema

WWW.EUROPLAST.CO.RS

www.europlast.co.rs WWW.EU

Patent Nr: 2009-09868  
Design Nr: 2010-04346

www.europlast.co.rs



www.europlast.co.rs

**GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:**

**EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD**

**Anice Savi? - Rebac 13**

**11060 Beograd**

**tel: 011/275-66-66**

**e-mail: [prodaja@europlast.co.rs](mailto:prodaja@europlast.co.rs)**

keyword: dozator za tecni sapun , dozer , sapun , dezinfekciono sredstvo , dezinfekcija , kutija , sapun ,te?ni dozatori za te?ni sapun