





Nova cena:1150,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Dozator za dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ili antibakterijski gel, na dolivanje, kapaciteta 1000 ml



## Opis

***Dozator za dezinfekciona sredstva TRANSPARENT Vialli D4T , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 1000 ml***

***Zbog karakteristika pumpe za ispumpavanje***

***NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN***

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva dezinfekciono sredstvo. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Specijalna pumpa omogu?ava koriš?enje sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola, kao i antibakterijskog gela za dezinfekciju. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno kontroliše u

akreditovanim laboratorijama.


- Dozator za dezinfekciono sredstvo sa rezervoarom , izra?en je od visokokvalitetne ABS Plastike .
- Kapacitet: 1000 ml (1,0L)
- Prilikom svakog ispušavanja te?nosti, dozator ?e izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 1400 doza po rezervoaru.
- Tip rezervoara za te?nost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva te?nost je sastavni deo ku?išta dozatora.
- Mogu?nost zaklju?avanja (klju? se dobija u kompletu sa dozatorom)
- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima za bezbednost proizvoda.
- Odgovaraju?e punjenje: sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola, antibakterijski gel.

***NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN,***

***zato što te?ni sapun sadrži soli koje mogu oštetiti pumpu!***

- Boje u kojima se dozator proizvodi: Bela i Providna
- 

**Montaža dozatora:**



- Montaža dozatora se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator , ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu nosa?a, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini

nosa?a. U slu?aju lepljenja, poželjno je nosa? dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko nosa?a za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali nosa? u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene montaže lepljenjem. U slu?aju montaže dozatora pomo?u tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

---

### **Održavanje dozatora:**

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovaraju?e punjenje (dezinfekciona sredstva na bazi alkohola ili antibakterijski gel) koje u sebi nema mikro ?estica. Dovoljno je povremeno skinuti dozator i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.

---

### **GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:**

**EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD**

**Anice Savi? - Rebac 13**

**11060 Beograd**

**tel: 011/275-66-66**

**e-mail: [prodaja@europlast.co.rs](mailto:prodaja@europlast.co.rs)**