



**Nova cena:4790,00 RSD**

Prodajna cena sa popustom

Sklopiva stolica za kadu KV07 izra?ena u kombinaciji Prohromskih nosa?a i ABS plastike. Montira se na zid i mo?e se sklopiti kada se ne koristi. Nosivost je 120 kg



## Opis

### **Stolica za kadu KV07 SIVA, Prohrom-Plastika KV0707**

- Stolica za kadu KV07 izra?ena je od visokokvalitetne ABS akrilne plastike a nose?e cevi su izra?ene od Prohroma
- Veliko sedište dimenzija 25cm x 35cm.
- Maksimalna nosivost je 120kg.
- Zbog svoje robusne konstrukcije i ja?ine, pogodna je kako za upotrebu u doma?instvu, tako i za upotrebu u bolnicama i domovima za stara lica.
- Kada se ne koristi stolica se mo?e preklopiti uza zid tako da ne zauzima prostor.
- Stolica se mo?e koristiti kako za obi?nu kadu tako i za tuš kade.
- Boje u kojima se stolica KV07 proizvodi su slede?e: Bela i Siva



- Uz stolicu KV07, radi vašeg komfora i sigurnosti, možete dodati neku od ru?ki za pridržavanje

prilikom ulaska i izlaska iz kade iz na?eg asortimana,  
kao i ugaone police za kupatilo koje se montiraju bez bu?enja zida.



- Dimenzije sedišta stolice KV07 su: Širina 350mm, du?ina 250mm



- Stolica se montira na visinu koja odgovara korisniku, tako da omogu?ava lako sedenje i za osobe koje imaju problema sa kukovima
- Maksimalna nosivost stolice je 120 kg
- Kvalitetni materijali ?e obezbediti dugotrajnu i bezbednu upotrebu stolice
- Materijali: -Sedište i nosa?i ABS plastika, Nose?e cevi Prohromske cevi
- Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa me?unarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet,
- CAPPADOCCIA serija garantuje proizvod vrhunskog kvaliteta..

Kvalitet i nosivost su testirani u Nema?kom TÜV Rheinland AG Institutu.



---

### **Monta?a :**

**VA?NO: STOLICA SE *MORA* MONTIRATI NA ?VRST ZID OD CIGLE ILI BETONA!!!  
UKOLIKO JE ZID OD DRUGIH MATERIJALA, OBAVEZNO SE KONSULTOVATI SA  
STRU?NIM LICEM U VEZI MONTA?E!**

- Stolica se montira na visini od 45-48cm, pa sve do 80cm, u zavisnosti od tipa kade , pomo?u šablona koji se dobija uz stolicu.

- Uz stolicu se dobija sav potreban materijal za montažu (Šablon za postavljanje stolice, plasti?ni tiplovi i prohromski šrafovi).

---

### **Održavanje :**

Ovaj proizvod ne zahteva specijalno održavanje. Sedište i nogare povremeno oprati toplom vodom i deterdžentom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina. Stolica se može povremeno oprati dezinfekcionim sredstvom na bazi alkohola.

---

### **GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:**

**EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD**

**Anice Savi? - Rebac 13**

**11060 Beograd**

**tel: 011/275-66-66**

**e-mail: [prodaja@euoplast.co.is](mailto:prodaja@euoplast.co.rs)**

Primanova Elderly and Physically Handicapped products, Wall Mounted Quartz Seat White  
\* Foldable and decorative bath seat.  
\* Stainless steel pipe and screw.  
\* Seat dimensions 35 x 25 cm.  
\* Maximum 120 Kg. It carries.